

Plan

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL ET RESERVATION	2
ALLUMAGE	5
START-UP	6
CHECH SETUP AND TRACKING (CST)	8
ACCUDROP	9
SHUT-DOWN	. 10
CONSEILS D'UTILISATION	. 11





Plateforme CYMAGES

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL ET RESERVATION

1- BANC OPTIQUE

LASER	CHAN	NEL	FILTE	R	ALEXA FLUOR	BD	Thermo	DYLIGHT	eFluor	MILTENYI	Qdot	TANDEM	OTHER
		F	450/50		AF405	BV421, V450	SB436	DyLight405	eFluor 450	VioBlue			DAPI, Pacific blue, LD-V
		Е	510/50	LP502		BV510, V500, BV480, BV415			eFluor506	VioGreen	525		KO, Pacific-Orange, Pacific Green, Amcyan
405	VIOLET	D	610/20	LP600		BV605	SB600				605		
405	VIOLET	С	670/30	LP640		BV650	SB645				655		
		В	710/50	LP655		BV711	SB702				705		
		Α	780/60	LP750		BV785, BC786	SB780				800		
400	DILLE	В	530/30	LP502	AF488	BB515		DyLight488		VioBright FITC			FITC, GFP, YFP, Amcyan
400	BLUE	Α	695/40	LP655		BB700				PerCP-Vio700		PerCP-Cy5,5, PerCP-eFluor710	PerCP
		Е	582/15		AF555, AF561								PE
		D	610/20	LP600	AF594, AF568			DyLight594		PE-Vio615		PE-Texas red, PE-AF610, PE-EF610, PE-CF594	Texas red, PI
561	GREEN	С	670/14	LP630								PE-Cy5, PE-AF647	7AAD
		В	710/50	LP685						PerCP-Vio700		PE-Cy5,5 PE-AF700	
		Α	780/60	LP735						PE-Vio770		PE-Cy7, PE-AF750	
		С	660/20		AF647, AF660			DyLight650	eFluor 660				APC, Cy5
635	RED	В	730/45	LP690	AF 680, AF700			DyLight680					Cy5,5
		Α	780/60	LP755	AF750			DyLight755		APC-Vio770		APC-Cy7, APC-eFluor780	APC-eFluor 780, LD NIIR



2- RESERVATION

- Rendez-vous sur votre espace personnel de l'UVSQ : https://www.personnels.uvsq.fr/ avec vos identifiants 4/4 de messagerie
- 2. Cliquer sur Mes applis / Icone RESA



- 3. Ou directement : http://redmine2.dsi.uvsq.fr/resa/Web/schedule.php
- 4. Sélectionner « PLATEFORME IMAGERIE ET CYTOMETRIE »

Tableau de Bord Mo	on Compte 👻 Plan	ning 👻	Respor	nsables	* F	lapports	÷ •	🕖 Hel	pdesk												Aide 👻	Dé	connex
RESERVATION DE RESSOUR	CES DIVERSES																						
			PL/	ATE	FOF	RME	E IM	AGE	ERIE	E & (СҮТ	OM	ETF	RIE			*	+ 14/	03/20	022 -	20/03	/202	2 🌩
		Sélectio	nner une	e catégo	rie de r	essourc	e									~							
								Ê															
	Réservable	Non Rése	rvable	Ré	servé	F	Mes Réserva	tions	Parl	icipant		En atten	te	Pa	ssé		Restrei	nt					
Filtre de Ressources	Lundi 14/03/2022	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30
▶ Tout	-ApoTome Zeiss																						
Capacité Minimale	-Encadrement CYMAG	ES																					
	-FACS ARIA III																						
Type de Ressources	-Fortessa BD 16 couleu	ırs																					
- Tout -	-ImageStream MarkII																						
Filtrer	-Microscope confocal																						
Supprimer le Filtre	-Microscope Confocal SP8-X laser blanc					Meriem	U1179					Gina EP	IM		Yasmine	e (IRIS)							
	-Microscope HCS-plein champ Olympus															U1179 e	eq1 olivie	r					
	-Poste d'analyse d'imag	je				Jessica	(U1198)							Jessica	(U1198)								
	-Stéréoscope Zeiss																						

5. Une fois votre formation « utilisateur autonome » effectuée, vous aurez accès à la réservation de l'ARIA III. Pour créer une réservation, cliquer sur le créneau souhaité. Une nouvelle fenêtre s'affiche :

RESERVATION DE RESSOURCES DIVERSES				
Créer une nouvelle réservation				Annuler 🕝 Créer
(anne-laure.raveu@uvsq.fr) Modifier 🛔	Liste des participants			
Ressources Modifier	Ajouter name or email	Lucities Utilisateurs	曫 Groupes	
-FACS ARIA III 🚔				
Début 14/03/2022 16:00 Fin 14/03/2022 16:30				
Durée de la réservation : 0 jours 0 heures 30 minutes				
Répétition Aucune ~	Invités			
Libellé de la réservation	Ajouter name or email	Ltilisateurs	📽 Groupes	
CYMAGES - Anne-Laure				
Description de la réservation				
k	Autoriser des participants à se joindre			
				Annuler O Créer

- 6. Compléter le **libellé de la réservation** en ajoutant votre **nom et votre équipe**. Préciser la date, le créneau horaire et la ressource (l'appareil choisit).
- 7. Cliquer sur créer pour valider la réservation
- 8. Vous pouvez **modifier ou annuler votre réservation** jusqu'à la seconde précédent votre créneau. Pour cela cliquer sur votre créneau, modifier votre créneau selon votre besoin et enregistrer. Pour supprimer votre réservation cliquer sur votre réservation puis sur « Plus » et Effacer.

















ALLUMAGE

- 1. Allumer l'ARIA III : bouton vert côté gauche de l'appareil
- 2. Allumer si besoin le système de refroidissement

a. Bouton

- b. Bouton \leftarrow \rightarrow Signe \blacksquare apparait
- 3. Soulever le capot de façade
- 4. Ouvrir le boitier gris « Déflection plates »
- 5. Nettoyer les déflecteurs :
 - a. Les retirer à l'aide de l'outil noir (sur le portoir tube)
 - b. Les nettoyer avec de l'isopropanol + sopalin
 - c. Bien les reclipser à fond
- 6. Allumer l'ordinateur
 - a. Boutons ON PC/écrans
 - b. CTL/ALT/Suppr
 - c. Attendre 1 minute l'initialisation de la carte réseau
 - d. Cliquer sur BD FACS Diva Software

User : Bdadmin Mot de passe BDIS#1\$\$

- e. User : Choisir son équipe
- f. Attendre connexion (≈ 1 minute)
- 7. Vérifier niveaux de la fluidique

sheath	waste	DI	bleach	ethanol
Cytometer Connected				

8. 9. Regarder état de la machine :

Si Fluidic Shutdown done \rightarrow faire un Startup complet (3)

Si Startup done \rightarrow passer directement à l'étape 4.b du startup (3)





START-UP

- 1. Vérifier que la configuration est celle souhaitée (taille de la nozzle : 70, 85, 100...)
 - Onglet Cytometer/ View configuration/ Choisir la configuration souhaitée puis fermer le module CST pour revenir dans DIVA
 - Onglet Sort/sort SETUP/menu déroulant/Cliquer sur la taille de la nozzle souhaitée
- 2. Si Start-up done : Commencer directement à l'étape 4.b
- 3. Cliquer sur Cytometer/Fluidics start-up

📓 BD FACSDiva Software - IRIS (85um 45 PSI 488, 561	, 633, 405)	
File Edit View Experiment Populations Worksheet	Cytometer Sort Help	
📕 - 🗊 🗶 🔎 🛗 👯 🔯 🚠	Fluidics Startup	
Browser	Fluidics Shutdown	
	Change Sample Filter	
	Cleaning Modes >	
	Sheath Pressure	
Name	Sample Agitation >	
🔲 🧕 IRIS	Sample Temperature	
🕀 🧰 LUIZA	oumpie remperature	
⊕ 💼 Team KK	Cytometer Details	

- 4. Suivre les étapes indiquées :
 - a. Brancher la fluidique :
 - Déplacer la tubulure bleue du tank d'alcool vers le tank de Sheath fluid
 - Faire la même chose avec la tubulure Jaune
 - Cliquer sur Done. Le Startup est lancé, une barre de progression apparait.
 - b. Enlever la close Nozzle
 - c. Placer la buse d'intérêt (sur le portoir). Attention au sens « top » précisé sur la buse
- 5. Vérifier **FLOW RATE =1**

Active Tube/Well	Threshold Ra 0 evt/s	te	Stopping Gate Events 0 evt	Elapsed Ti 00:00:0	me 0
Basic Controls					
♦ jj Next Tube	💽 Load	💽 A	cquire Data	Record Data	Restart
And Aller Balance				_	
Acquisition Setup					
Acquisition Setup Stopping Gate:	~ E	vents To Record:		Stopping Time (sec):	0 10
Acquisition Setup Stopping Gate: Storage Gate:		vents To Record: vents To Display:	10000 evt	 Stopping Time (sec): Flow Rate: 	10
Acquisition Setup Stopping Gate: Storage Gate: Acquisition Status	↓ E	vents To Record: vents To Display:	10000 evt	 Stopping Time (sec): Flow Rate: 	10
Acquisition Setup Stopping Gate: Storage Gate: Acquisition Status Processed Events:	∨ E ∨ E	vents To Record: vents To Display:	10000 evt	 Stopping Time (sec): Flow Rate: 	0 m

6. Allumer le Stream

- a. Vérifier que le tank de Sheath fluid est bien fermé (il se dévisse souvent à l'allumage du stream)
- b. Vérifier que le jet est centré dans l'aspirateur poubelle
- c. Si cela n'est pas le cas, éteindre le Stream puis essayer de replacer correctement et ou de changer la buse. Si le jet est toujours sur le côté, appeler quelqu'un de la plateforme pour le recentrer.
- d. Inspecter l'image du stream : 2 gouttes consécutives et pas plus de 2-3 satellites, dits rapides. Ils doivent être réabsorbés. Si l'image n'est pas correcte, vérifier la position de la nozzle, sa propreté. La changer si besoin.
- e. Attendre la stabilisation su stream (>15 minutes)
- Vérifier le réglage des 4 canaux de tri : 75 35 35 75 pour la buse 85.5
 (Souvent canal de gauche à 35 au lieu de 75 !)



FACS ARIA III - PROCEDURE





CHECH SETUP AND TRACKING (CST)

Les CST permettent de garantir un appareil fiable dans le temps. Ils permettent de vérifier la stabilité du banc optique mais aussi le calcul de l'area scaling et des lasers delay qui dépendent des lasers mais aussi du bon fonctionnement de la fluidique. Une modification de ces paramètres permet d'identifier par exemple, s'il y a un bouchage temporaire, des saletés sur/dans la flow cell qui peuvent altérer la puissance des lasers et la qualité de votre tri.

- 1. Cytometer / CST
- 2. Attendre que le module se connecte
- Vérifier que la Cytometer configuration est la bonne (taille de nozzle) sinon cliquer sur Select configuration, sélectionner la bonne, cliquer sur set configuration, une fenêtre d'alerte apparaît cliquer sur OK, puis encore OK pour fermer la fenêtre configuration.
- 4. Vérifier le Lot ID (lot de billes, écrit sur le tube).
- 5. Mettre un tube avec 350µL de PBS + 1 goutte de billes CST (se conserve au maximum une semaine à 4°C à l'abri de la lumière). Noter sur le tube N°lot + date.
- 6. Lancer le check performance : cliquer sur Run puis sur OK
- 7. A la fin du check performance, cliquer sur « View Report » et contrôler le rapport de contrôle qualité
 - Δ PMT ne soient pas > à 50
 - CV de FITC (blue), APC (rouge), Cascade blue (violet), DAPI (UV) pas >6% (Coefficient de variation des billes pour les PMT les plus énergétiques de chaque laser ne soit pas >6%)
 - Lasers delays ne doivent pas avoir variés fortement par rapport à ceux obtenus lors de la baseline
- 8. Fermer CST et revenir sur DIVA
- 9. Une fenêtre apparaît :

CST	Mismatch
<u>.</u>	The settings from CST are different from those on the cytometer. Do you want to use the CST values?
	etails>> Use CST Settings Keep Current Settings

- > Si le rapport du check performance est «Passed » : cliquer sur Use CST settings
- Si le rapport n'est pas bon : cliquer sur Keep current settings et contacter un responsable
- 10. Ranger le tube avec son capuchon au frigo



ACCUDROP

- 1. Billes Accudrop dans le frigo, étagère porte CYMAGES
 - → 1 goutte dans 1 ml de PBS + date sur le tube. <u>A refaire chaque semaine</u>



- 2. Double cliquer sur le dossier « Accu Drop delay »/Specimen 001/ Accu Test (→livre ouvert)
- 3. Cliquer sur la flèche devant « Accu Test ». Elle doit devenir verte
- 4. Double cliquer sur « Sort Layout 002 » pour ouvrir la fenêtre de sort
- 5. Vortexer les billes, placer le tube dans le trieur
- 6. Mettre le Flow rate à 1
- 7. Bloquer le Sweat Spot



- 8. Sélectionner le tube Accu Test (double clic, la flèche doit être verte)
- 9. Cliquer sur Load/Sort/Canceled
- 10. Augmenter le flow rate progressivement jusqu'à obtenir environ 1 000 evts/sec (entre 800 et 1200)
- 11. Cliquer sur Auto delay/Start Run (x2 si message en rouge)



- 12. Attention vérifier le volume restant au fur et à mesure
- 13. Noter le Delay sur le cahier
- 14. Cliquer sur Exit / Sort /Unload
- 15. Remettre le tube avec son capuchon au frigo

UVSQ

SHUTDOWN

- 1. Préparer 3 tubes contenant respectivement 3 ml de:
 - A = Clean solution
 - B = Rince solution
 - C = Eau MiliQ
- 2. Passer chaque tubes 5 minutes à un Flow rate de 5
- 3. Arrêter le Stream
- 4. Vérifier le planning de la semaine de l'ARIA III :
 - → Si quelqu'un est après vous dans la journée : laisser l'appareil allumé et prévenir la personne suivante
 - → Si personne ne passe après vous dans la journée mais que l'appareil est réservé un jour dans la semaine ne pas faire de Fluidic Shut down. Passer directement à l'étape 5.d. et faire le <u>cleaning Flow cell</u> (5.g)
 - → Si personne n'est après vous le jour même ou le reste de la semaine : effectuer le Fluidics ShutDown
- 5. Fluidics Shutdown
 - a. Vérifier que le tank d'alcool 70% est rempli (environ 3 cycles de Fluidics Shutdown par Tank)
 - b. Cliquer sur Cytometer/Fluidics Shutdown. Suivre les étapes indiquées



- c. Déplacer les tubulures sur le tank d'alcool
- d. Retirer la nozzle et la remettre dans son tube avec du C (eau MiliQ)
- e. Remettre la close nozzle
- f. Laisser le tube de C
- g. Si short shut down faire un cleaning Flow cell
 - Placer le tube de C rempli au moins à moitié
 - Cliquer sur Cytometer/Cleaning Mode/Cleaning Flowcell
 - Le tube monte et redescends \rightarrow Ok
- h. Cliquer sur File/Quit
- i. Eteindre PC + écrans
- j. Eteindre l'appareil (Bouton vert + Système de refroidissement si allumé)
- k. Vider la poubelle
 - → Si cellules humaines : dans le bidon déchets chimiques prévu à cet effet
 - → Si cellules animales : vider dans l'évier
 - → <u>Remettre un fond de javel</u> dans la poubelle (Flacon sur la paillasse CYMAGES)
- I. Dépressuriser et remplir le tank de FACS Flow jusqu'au trait



CONSEILS D'UTILISATION

1- SUSPENSION CELLULAIRE

- <u>Filtration obligatoire</u> de votre suspension cellulaire sur filtre 35 ou 100 μm Reference Falcon : Cells strainer 352235
- <u>Concentration optimale</u>: 10 à 15 millions de cellules par ml en PBS ou PBS + <u>max 2% SVF</u>
 Max 20 millions de cellules par ml et éviter de descendre en dessous de 10 millions par mal pour un temps de tri optimisé. En moyenne l'idéal est de se mettre à 6000/7000 évènements/sec à un flow rate de 2. Cela correspond à une concentration autour de 10 millions de cellules par ml.

2- GATING

- Stratégie de gating à optimiser car seulement 12 gates possibles
- Jamais de gates chevauchantes pour les cellules à trier. Un espace doit être maintenues entre les gates sous peine d'avoir un tri non fiable des deux populations.
- Jamais de gate de tri en dessous de 0. Si marquage faible après les compensations, augmenter les PMT pour le canal concerné et refaire les compensations.

3- PARAMETRES DE TRI

- Taille de la buse : La taille de la cellule ne doit pas dépasser un cinquième du diamètre de la buse
- Passer ses échantillons à un <u>Flow rate compris entre 1 et 3</u>. Le nombre d'évènements doit être <u>inférieur à</u> <u>10 000 evts/sec</u>. Si il est plus élevé, risque de bouchage et un tri moins efficace. Pour cela vous pouvez :
 - a. Diluer vos échantillons si le nombre d'evt/sec est supérieur à 10 000 evts/sec même à un flow rate de 1
 - b. Centrifuger vos échantillons et les re-suspendre dans un volume inferieur si vous avez un nombre d'evts/sec insuffisant à un flow rate de 3.
- Choisir les voies centrales pour les populations majoritaires : limite les contaminations des populations minoritaires
- Vous pouvez réaliser vos tris en 2 ou 4 voies. Si vous utilisez le 4 voies le réglage optimal est le « 4 ways purity »
- Le tri est possible en tubes de15ml, 5ml, Eppendorf 1.5 ml et en plaque.
- Toujours disposer du liquide dans vos tubes de collection. A définir en fonction de ce que vous ferez ensuite de vos cellules. Par exemple du milieu de culture avec SVF si vous prévoyez de la culture, du PBS ou du tampon de lyse si vous extrayez directement l'ARN ensuite. Pour que le tri soit moins traumatisant (tri long), vous pouvez pré-coaté vos tubes de collection avec du SVF.
- La chambre de tri peut être thermostatée à la température souhaitée grâce au système de refroidissement (à brancher lors de l'allumage de l'ARIA). Le tube d'échantillon également (Cytometer/Sample Temperature)

		51 F 51			
● (1997年) 戸 論 時 42 (2) ② Browser ■ (2) 「 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19		Fluidics Startup Fluidics Shutdown Change Sample Filter Cleaning Modes Sheath Pressure	>		
Name		Sample Agitation	>		-
		Sample Temperature	2	Off	
		Cytometer Details	•	4 C 20 C	$\overline{\langle}$
		View Configurations		37 C	
Bilade Accurtron Dron Delay	7/10/	CST		42 C	
Shared View	1231	Performance Tracking (LJ)			
		Cytometer Status Report			
		Catalogs			
		Ch			